



- *ortolux top*

Carta de formas - Mould chart - Formenkarte - Carte de formes

 62 W6: 41,2 LC: 8,4 WC: 7,7	 1N W6: 43,6 LC: 10,0 WC: 8,0
 3M W6: 40,3 LC: 9,0 WC: 7,3	 2N W6: 42,1 LC: 10,6 WC: 7,9
 2D W6: 42,7 LC: 9,6 WC: 7,9	 3N W6: 44,4 LC: 10,3 WC: 8,3
 3D W6: 44,5 LC: 9,5 WC: 8,4	 2P W6: 46,0 LC: 11,2 WC: 8,3
 90 W6: 44,1 LC: 9,4 WC: 8,0	 3P W6: 47,6 LC: 10,7 WC: 8,8
 15 W6: 43,6 LC: 10,3 WC: 8,0	 21 W6: 45,3 LC: 11,5 WC: 8,5
 A25 W6: 44,7 LC: 9,6 WC: 8,5	 1H W6: 48,2 LC: 11,9 WC: 8,8
 A26 W6: 47,6 LC: 10,2 WC: 9,2	 20 W6: 50,1 LC: 12,5 WC: 9,4
 4H W6: 47,4 LC: 10,1 WC: 8,8	 23 W6: 49,5 LC: 13,3 WC: 9,4
 136 W6: 49,1 LC: 10,4 WC: 9,1	*Humediciendo el talón de los dientes con monómero, se fortalece la unión con la base de la dentadura. *Base of moistened with a monomer strengthens the bond to denture base. *En humidifiant la base de la dent avec un monomère, l'union de la base et de la dent est renforcée.





ARTICULACIONES ACONSEJABLES
RECOMMENDED ARTICULATIONS
KOMBINATIONÜBERSICHT
ARTICULATIONS CONSEILLÉES

ANTERIORES ANTERIORES FRONTZÄHNE ANRIEURES			POSTERIORES POSTERIORES BACKENZÄHNE POSTERIEURES		
SUP. SUP. OBERE SUP.	INFERIORES INFERIOR UNTERE INFERIEURES				
62	4		50	29	29MZ
3M	5	4	50	31	29MZ
2D	2DD	4	50	31	29MZ
3D	3PP	3NN	50	31	29MZ
90	9		52	32	33M
15	1NN		52	33	33M
A25	3PP		52	32	33M
A26	3PP		54	33	33M
4H	3PP		54	33	33M
136	13		54	33	33M
1N	3NN	1NN	54	32	33L
2N	1NN		52	32	33M
3N	3NN		52	32	33M
2P	226		54	34	33L
3P	3PP		54	33	33M
21	13		54	33	33L
1H	226		54	34	33L
20	3R		54	34	
23	3R		54	34	

Para casos de mordida corta utilizar los modelos especiales.
For short cases use specially moulds.

NORMAL			SHORT BITE	
33°	50-52-54	34	20°	29LL
20°	29-31-33	32		
0°	29MZ-33M-33L		10°	F32

LAS CIFRAS SIGNIFICAN: MEDIDAS
THE FIGURES ARE MEANING: MEASURES
DIE ZAHLEN BEDEUTEN: MASSE
LES NOMBRES SIGNIFIENT: MESURES

